

# StimConnect®

## Einweg-Verlängerungskabel für PACE® Modell 203 (P/N 2002)

StimConnect® Verlängerungskabel sind in den angegebenen Längen und Farben erhältlich.



PACE® Modell 203  
mit Spannzangen-  
Anschluss für Pins mit  
0,9 bis 2,0 mm  
Durchmesser  
(Bestellnummer: P/N 2002)

**OSYPKA**  
MEDICAL

### Einweg- Verlängerungskabel StimConnect®

Anschluss Herzschrittmacher	Anschluss zum Herzschrittmacher	Anschluss zur Myokard- Elektrode	Anschluss Myokard- Elektrode/ Katheter
	<p>Osypka Stecker mit 2 mm Pins und Berührungsschutz</p>  <p>Länge: 2,0 m SC.B/TSP/OSY (blau)</p>	<p>Terminal-Box für berührungsgeschützte 2 mm Pins</p>  <p>Bestellnummer: SC.W/TSP/OSY (weiß)</p>	<p>Beispiel: Stecker mit unipolaren, berührungsgeschützten Pins</p> 
	<p>Osypka Stecker mit 2 mm Pins und Berührungsschutz</p>  <p>Länge: 2,0 m SC.B/TBOX/OSY (blau)</p>	<p>Terminal-Box mit seitlichen Drehklemmen für offene 0,1 bis 2 mm Pins</p>  <p>Bestellnummer: SC.W/TBOX/OSY (weiß)</p>	<p>Beispiel: Stecker mit unipolaren, offenen Pins</p> 
	<p>Osypka Stecker mit 2 mm Pins und Berührungsschutz</p>  <p>Länge: 2,5 m SC.B/TCO/OSY (blau)</p>	<p>Terminal-Box für offene 0,9 bis 2 mm Pins</p>  <p>Bestellnummer: SC.W/TCO/OSY (weiß)</p>	<p>Beispiel: Stecker mit unipolaren, offenen Pins</p> 
	<p>Stecker mit unipolaren, offenen 2 mm Pins mit Schutzkappe</p>  <p>Länge: 2,0 m SC.B/TSP/OP (blau)</p>	<p>Terminal-Box für berührungsgeschützte 2 mm Pins</p>  <p>Bestellnummer: SC.W/TSP/OP (weiß)</p>	<p>Beispiel: Stecker mit unipolaren, berührungsgeschützten Pins</p> 
	<p>Stecker mit unipolaren, offenen 2 mm Pins mit Schutzkappe</p>  <p>Länge: 2,0 m SC.B/TBOX/OP (blau)</p>	<p>Terminal-Box mit seitlichen Drehklemmen für offene 0,1 bis 2 mm Pins</p>  <p>Bestellnummer: SC.W/TBOX/OP (weiß)</p>	<p>Beispiel: Stecker mit unipolaren, offenen Pins</p> 
	<p>Stecker mit unipolaren, offenen 2 mm Pins mit Schutzkappe</p>  <p>Länge: 2,5 m SC.W/TCO/OP (weiß)</p>	<p>Terminal-Box für offene 0,9 bis 2 mm Pins</p>  <p>Bestellnummer: SC.W/TCO/OP (weiß)</p>	<p>Beispiel: Stecker mit unipolaren, offenen Pins</p> 

# StimConnect®



Wiederverwendbare Verlängerungskabel für PACE® Modell 203 (P/N 2002)

StimConnect® Verlängerungskabel sind in den angegebenen Längen und Farben erhältlich.



PACE® Modell 203  
mit Spannzangen-  
Anschluss für Pins mit  
0.9 bis 2.0 mm  
Durchmesser  
(Bestellnummer:P/N 2002)

SCPACE203DE220412C

Anschluss Herzschrittmacher	Wiederverwendbare Verlängerungskabel StimConnect®		Anschluss Myokard- Elektrode/ Katheter
	Anschluss zum Herzschrittmacher	Anschluss zur Myokard-Elektrode	
	<p>Stecker mit unipolaren, offenen 2 mm Pins mit Schutzkappe</p>  <p>Länge: 2.0 m SC.RB/TBOX/SP (blau)</p>	<p>Terminal-Box mit seitlichen Drehklemmen für offene 0,1 bis 2 mm Pins</p>  <p>Bestellnummer: SC.RW/TBOX/SP (weiß)</p>	<p>Beispiel: Stecker mit unipolaren, offenen Pins</p> 