

iSense®

ELECTRICAL CARDIOMETRY™ SENSOREN




Window to the Circulation®




iSense® Sensoren sind für die Verwendung mit dem EC™-Monitor AESCULON® und den Kardiometern, ICON® und ICONCore® vorgesehen. iSense®-Sensoren sind zu 100 % Einwegartikel und in verschiedenen Größen für Neugeborene, Kinder und Erwachsene erhältlich. Alle Sensoren zeichnen sich durch ein hochleitfähiges AgCl-Nassgel und eine starke Adhäsion aus, die sofortigen elektrischen Kontakt für hochwertige Messungen bieten. Vier iSense®-Sensoren sind für eine bequeme und frische Anwendung zusammen verpackt.



iSense® Sensor-Box



iSense® Spezifikation:

Sensor	Patienten- gruppe	Typ/ Größe	Artikel Nr.	Verpackungs- einheit
	Frühgeborene und Neonaten	Verkabelter Sensor 22 mm x 22 mm (rechteckig)	XN.TSP	20 Beutel
	Kleinkinder und Kinder	Sensor mit Clip 30 mm (rund)	XN.TSN	25 Beutel
	Erwachsene	Sensor mit Clip 45 mm (rund)	XN.TSA	25 Beutel

Produkte und Optionen sind möglicherweise nicht in jeder Region und jedem Land verfügbar. Bitte kontaktieren Sie mail@osypkamed.com für die Verfügbarkeit in Ihrer Region und Ihrem Land sowie für weitere Informationen.

Osypka Medical GmbH

Albert-Einstein-Strasse 3
12489 Berlin, Germany
Phone: +49 (30) 6392 8300
Fax: +49 (30) 6392 8301
E-Mail: mail@osypkamed.com
www.osypkamed.com

United States of America: Osypka Medical, Inc.

dba. Cardiotronic
La Jolla, CA 92037, USA
Phone: +1 (858) 454 0600
Fax: +1 (858) 454 0640
E-Mail: mail@cardiotronic.net
www.cardiotronic.net

U.S. Patent Nr. 6,511,438. Weitere Patente angemeldet.

iSense, AESCULON, ICON, ICONCore, Cardiotronic,
Electrical Cardiometry, Window to the Circulation und
Logos sind Trademarks von Osypka Medical.



Copyright © 2024 Osypka Medical